



Contenedores para Esterilización



INTERMEDICOS



INTERMEDICOS

Ventas en México
ventas@intermedicos.mx

55 1473 2615 442 122 1924

55 5457 0815 442 396 2784

www.intermedicos.mx



El empaque marca la diferencia.
Haz notar tu marca.

Protege tu inversión en todo momento.

QUEM SOMOS

A Hanisch Medical é uma empresa especializada na fabricação e personalização de produtos para saúde. Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia de injeção termoplástica, sendo a primeira fabricante de estojos para esterilização em PPSU no Brasil. Temos como objetivo atender nossos clientes com projetos de alta qualidade, design e segurança, sempre buscando mais conhecimento e aprimorando nossos processos produtivos. Nossas linhas de produtos são: HanischMedical; HanischOdonto; HanischLab. Na Hanisch Medical produzimos estojos esterilizáveis para todos os segmentos cirúrgicos, personalizamos os estojos conforme o projeto de cada cliente, com qualidade e agilidade na entrega. Na Hanisch Odonto produzimos estojos com design inovador, com ótima ergonomia para o dentista, com personalização da sua marca. Na Hanisch Lab, o SWAB PRÓ, veio revolucionar a coleta de material biológico, um produto 100% em polímero, com haste flexível e com pré-corte para evitar a contaminação dos resultados através das tesouras e/ou equipamentos de corte. Ótimo coletador para os exames de COVID-19.

WHO WE ARE


Hanisch Medical es una empresa especializada en la fabricación y personalización de productos sanitarios. Con más de 20 años de experiencia en tecnología de inyección de termoplásticos, siendo el primer fabricante de estuches para esterilización en PPSU en Brasil. Nuestro objetivo es servir a nuestros clientes con proyectos de alta calidad, diseño y seguridad, buscando siempre más conocimiento y mejorando nuestros procesos productivos. Nuestras líneas de productos son: HanischMedical; HanischOdonto; HanischLab. En Hanisch Medical producimos estuches esterilizables para todos los segmentos quirúrgicos, personalizamos los estuches según el diseño de cada cliente, con calidad y agilidad en la entrega. En Hanisch Odonto producimos estuches con diseño innovador, con gran ergonomía para el odontólogo, con personalización de su marca. En Hanisch Lab, SWAB PRÓ, revolucionó la recogida de material biológico, un producto 100% polimérico, con vástago flexible y precortado para evitar la contaminación de los resultados a través de tijeras y/o equipos de corte. Gran coleccionista de exámenes COVID-19.

QUIEN SOMOS

Hanisch Medical is a company specialized in the manufacture and customization of health products. With over 20 years of experience in thermoplastic injection technology, being the first manufacturer of cases for sterilization in PPSU in Brazil. We aim to serve our customers with high quality projects, design and safety, always seeking more knowledge and improving our production processes. Our product lines are: HanischMedical; HanischOdonto; HanischLab. At Hanisch Medical we produce sterilizable cases for all surgical segments, we customize the cases according to the design of each client, with quality and agility in delivery. At Hanisch Odonto we produce cases with innovative design, with great ergonomics for the dentist, with personalization of your brand. At Hanisch Lab, SWAB PRÓ, revolutionized the collection of biological material, a 100% polymer product, with a flexible shank and pre-cut to avoid contamination of the results through scissors and / or cutting equipment. Great collector for COVID-19 exams.



ESTOJOS / CASES / CAJAS
HANISCH



RESISTÊNCIA

RESISTANCE / RESISTENCIA

Resistência à ruptura
Tensile strength **ASTM D638 70 Mpa**
Resistencia a la rotura

Resistência à flexão
Flexural strength **ASTM D790 91 Mpa**
Resistencia a la flexión

Resistência ao Impacto Izod
IZOD impact strength **ASTM D256 690 J/m**
Resistencia al impacto izod

Resistência Dieletrica (3.2 mm)
Dielectric Strength (3.2 mm) **ASTM D149 15 kV/mm**
Resistencia dieletrica

LEVEZA

LIGHTNESS / LIGEREZA

Matéria prima PPSU / PPSU Raw Material
Peso específico conforme
Specific weight according to **ASTM 1,29g / cm³**
Peso específico de acuerdo con

Matéria prima Inox / Sainless Raw Material
Peso específico conforme
Specific weight according to **ASTM 7,86 / cm³**
Peso específico de acuerdo con

Matéria prima Alumínio / Aluminium Raw Material
Peso específico conforme
Specific weight according to **ASTM 2,71g / cm³**
Peso específico de acuerdo con

ESPECÍFICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR

SPECIFIC FOR STEAM AUTOCLAVE
ESPECIAL PARA AUTOCLAVE A VAPOR

Temperatura Deflexão (1.82 Mpa)
Deflection temperature **ASTM D648 200°C**
Temperatura de deflexión

Ciclos de esterilização Autoclave à vapor ***
Autoclave sterilization cycles*** **>1000**
Ciclos de esterilización autoclave***

SEGURANÇA

SAFETY / SEGURIDAD

No processo de esterilização:

O estojo não conduz calor, reduzindo o tempo de espera para manuseio.
The case doesn't accumulate heat, reducing waiting time for handling
El estuche no acumula calor, reduciendo el tiempo de espera para el manejo.


Não condensa umidade no seu interior.
It doesn't condense moisture inside.
No condensa humedad en su interior.

Anti-chama
Flammability **UL-94 V-0 / 0.75 mm**
Inflamabilidad

*** Ciclos concluídos sem rachaduras, fissuras ou ruptura. Tempo: 18 minutos / ciclos
Autoclave condições de vapor: Temperatura: 134 ° C

*** Cycles completed without cracks, fissures or rupture. Auto steam conditions:
Temperature: 134 ° C Time: 18 minutes / cycle

*** Ciclos concluídos sin grietas, fisuras o roturas. Autoclave condiciones de vapor:
Temperatura: 134 ° C Tiempo: 18 minutos / ciclos



ORTOPÉDICA

ORTHOPEDIC
ORTOPEDICA

Estojo para acondicionamento
de instrumentais

Cajas para embalaje
de instrumentos

Case for packaging
of instruments



H39-110
STANDARD
390 x 265 x 110mm



H32
STANDARD
320 x 240 x 30mm



H37-90
STANDARD
370 x 250 x 90mm




H52-160
STANDARD
520 x 265 x 160mm



H52-100
STANDARD
520 x 250 x 100mm



BANDEJAS
TRAYS
BANDEJAS



HL26-26
STANDARD
260 x 260 x 25mm



H28-70
STANDARD
280 x 280 x 70mm



H28-140
STANDARD
280 x 280 x 140mm




H49-100
STANDARD
490 x 220 x 100mm



H49-70
STANDARD
490 x 220 x 70mm



H26
STANDARD
260 x 120 x 50mm



H45
STANDARD
450 x 100 x 50mm

* MEDIDAS INTERNAS / INTERNAL MEASURES / MEDIDAS INTERNAS

ACESSÓRIOS

ACCESSORIES
ACCESORIOS



SILICONES FIXADORES
SILICONE FASTENERS
SILICONE FIJADORES



TRILHOS
RAILS
CARRILES



TAPETE
RUG
ALFOMBRA

Tapetes para todos os tamanhos de estojos e bandejas.

H14
140 x 42 x 75mm



ESTOJOS PARA PARAFUSOS E IMPLANTES

SCREWS AND IMPLANTS
TORNILLOS E IMPLANTES




TUBO DE KIRSHNER
KIRSCHNER TUBE




PARA FIO DE KIRSHNER

HL26-26-25
CUSTOMIZADO
260 x 260 x 25mm



HL26-26-25
STANDARD
260 x 260 x 25mm




HL26-26-120
CUSTOMIZADO
260 x 260 x 120mm



HL26-26-120
STANDARD
260 x 260 x 120mm



HL26-17-25
CUSTOMIZADO
260 x 170 x 25mm



HL26-17-25
STANDARD
260 x 170 x 25mm



HL26-17-120
CUSTOMIZADO
260x 170 x 120mm



HL26-17-120
STANDARD
260 x 170 x 120mm



PERSONALIZAÇÃO


CUSTOMIZATION
PERSONALIZACIÓN

- ▶ Projetos especiais para implantes
Special projects for implants
Proyectos especiales para implantes
- ▶ Gravação Colorida
Colorful Engraving
Grabación de Color
- ▶ Personalização de logo
Logo customization
Personalización de logo
- ▶ Fixadores de silicone
Silicone fasteners
Siliconas fijadoras
- ▶ Gravação Laser
Laser engraving
Grabacion laser

H52-160

Estojo para
Pinças Curtas
ou longas

520 x 265 x 160mm



H52-100


Estojo para
ARTROSCÓPIA
BÁSICA

520 x 250 x 100mm

H28-140

Estojo para
Pinças Curtas


280 x 280 x 140mm




H39-110

Estojo para
Perfurador


390 x 265 x 110mm



▶ Suporte 24 pinças curtas
ou 12 longas




▶ Suporte 12 pinças curtas



H45

Estojo para
Peça de mão
do Shaver


450 x 100 x 50mm



H28-70

Estojo para
Motor de Buco


280 x 280 x 70mm



H49-70

Estojo para
RTU/CISTOSCÓPIO/
RESSECTOSCÓPIO

490 x 220 x 70mm




PERSONALIZAÇÃO

CUSTOMIZATION
PERSONALIZACIÓN

H26

Estojo para
Ótica
Camisa
Trocatel


260 x 120 x 50mm



H26

Estojo para
2 Óticas


260 x 120 x 50mm



H26

Estojo para
1 ótica

260 x 120 x 50mm



H28-70

Estojo para
Cabo Fibra Ótica


280 x 280 x 70mm



H19-9-6

Estojo para
Ótica Otorrino


190 x 90 x 60mm



H45

PERSONALIZADO
2 Óticas



450 x 100 x 50mm



PERSONALIZAÇÃO
CUSTOMIZATION
CUSTOMIZACIÓN

H45 ÓTICA

450 x 100 x 50mm



H49-100
PERSONALIZADO
URETEROSCÓPIO
FLEXÍVEL

490 x 220 x 100mm

ÓTICA
OPTICAL
ÓPTICA