



INTERMEDICOS®



hp**bio**  
technology for life

# NeuroDrain

Drenaje por succión o gravitacional



Indicado para recolecciones subdurales como  
**hematomas, higromas o empiema**

# NeuroDrain

## Drenaje externo Silsuc

Sistema de Drenaje Quirúrgico Externo en silicona, con circuito cerrado al ambiente y válvula antirreflujo en catéter de drenaje. NeuroDrain se produce en dos modelos: Silsuc-R con succión depósito de silicona y Silsuc-B con bolsa recolectora para drenaje gravitacional.



### Fácil acoplamiento

Entre drenaje y catéter permitiendo una experiencia no traumática al extraer el drenaje.

### Drenaje de silicona

Radiopaco, multiperforado con estructura interna para evitar obstrucciones y disminución del drenaje

### Introduccion angulado

En acero inoxidable con borde cuidadosamente afilado y diámetro perfecto para el paso del drenaje

### Válvula unidireccional

Previene el neumoencéfalo e infecciones causadas por reflujo del líquido drenado.

### Reservorio en silicona

Con 200 o 100ml, apropiado para succión y drenaje en craneotomías, cirugías de columna o procedimientos que requieren drenaje prolongado

### Puerto Recolector

Para vaciar la bolsas sin usar aguja, previniendo fugas y contaminación

### Bolsa de drenaje

Con 700ml, apropiado para drenaje gravitacional y especialmente indicado para recolecciones subdurales como hematomas, higromas o empiema.






**INTERMEDICOS®**


### Silsuc-R

DR1C4	100mL	4.5mm	220mm
DR1C7	100mL	7mm	220mm
DR1C10	100mL	10mm	220mm
DR2C4	200mL	4.5mm	220mm
DR2C7	200mL	7mm	220mm
DR2C10	200mL	10mm	220mm



### Silsuc-B

Modelo	Reservorio	Diámetro	Longitud
DB7C4	700mL	4.5mm	220mm
DB7C7	700mL	7mm	220mm
DB7C10	700mL	10mm	220mm



#### DRENAJE EXTERNO QUIRÚRGICO SILSUC

Todos los modelos incluyen introductor angulado y sistema de válvula anti reflujo.



La información técnica de estos productos, no se limita a las características presentadas en este catálogo. Para información completa, solicite las Instrucciones de uso en [info@hpbio.com.br](mailto:info@hpbio.com.br)



#### Ventas en México

[ventas@intermedicos.mx](mailto:ventas@intermedicos.mx)



55 1473 2615



442 122 1924



55 5457 0815



442 396 2784

[www.intermedicos.mx](http://www.intermedicos.mx)